

POSIGO

FLO2 Chaleco de
posicionamiento



ES Manual de instrucciones

V1.1ES
GMN: 872076918P02N9

FLO₂

(ES) Manual de instrucciones

Contenido del paquete:

Verificar que el contenido del paquete y las piezas correspondientes son de la talla adecuada. Se puede encontrar la indicación de la talla en la parte posterior del chaleco.



FLO2 chaleco XS
SKU: P02XS
UDI-DI: 8720769180141



FLO2 chaleco S
SKU: P02S
UDI-DI: 8720769180158



FLO2 chaleco M
SKU: P02M
UDI-DI: 8720769180165



FLO2 chaleco L
SKU: P02L
UDI-DI: 8720769180172



FLO2 chaleco M (Female)
SKU: P02M-F
UDI-DI: 8720769180189



FLO2 chaleco L (Female)
SKU: P02L-F
UDI-DI: 8720769180196



¡NO ES UN ARNÉS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE!
Leer todas las instrucciones antes del montaje y uso para utilizar adecuadamente este producto.

Datos generales:

El chaleco de posicionamiento FLO2 está hecho de un acolchado suave y cinta de nailon. Se puede posicionar de forma cómoda y perfecta con la colocación correcta.

El material sigue el contorno del usuario para una distribución óptima de la presión. Las cintas flexibles de las caderas dejan respirar libremente al usuario.

El lugar de montaje en la silla de ruedas y el ajuste del ángulo correspondiente son esenciales para el funcionamiento del producto.

Montaje y ajuste:

El montaje y el ajuste lo debe realizar personal (sanitario) competente.

Mantenimiento:

Lavar a mano como máximo a 30 °C y, en su caso, detergente para ropa delicada. No planchar, no centrifugar ni secar a máquina.



Abrazadera de tubo (x4)

SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202



Hebilla plegable 25mm (x4)

Por chaleco XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134



Hebilla plegable 20mm (x4)

Por chaleco XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547



Botón magnético (x2)

SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424



Hebilla deslizante 25mm (x4)

Por chaleco XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486



Hebilla deslizante 20mm (x4)

Por chaleco XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493



Guía de la cinta 25mm (x4)

SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523



Guía de la cinta 15mm (x4)

SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Montaje de las cintas de los hombros.

Determinar la posición para las hebillas plegables; para ello, considerar la mitad de los hombros del usuario. **La altura de las hebillas plegables determina el funcionamiento del producto. Para ello, seguir las indicaciones del terapeuta o del técnico.**

Las hebillas plegables se pueden montar a la misma altura que la línea de los hombros (fig. 2) o más abajo (fig. 3). En caso de montar las hebillas por debajo de la línea de los hombros se ejercerá más presión sobre ellos.

Fijar las hebillas plegables en los lugares escogidos usando las abrazaderas de tubo (fig. 1). O directamente en el respaldo con tornillos M5. Tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante de la silla de ruedas.



Fig. 2




Fig. 1

Fig. 1: Retirar los tornillos de la abrazadera de tubo y montar la hebilla plegable, según el ejemplo, a la abrazadera de tubo. Usar la tira de goma incluida para una mayor sujeción al bastidor de la silla de ruedas.

Controlar periódicamente que el chaleco y el material de montaje no sufren desgaste ni tienen juego. Controlar periódicamente también la tensión de las correas y de las piezas de acolchado.



Fig. 3

Cinturones para cintura y cadera:

Fijar ahora las hebillas plegables de forma que las dos piezas flexibles inferiores del chaleco (indicadas como «cintura») puedan fijarse al bastidor de la silla de ruedas.

Estas hebillas plegables deben colocarse en la zona azul (fig. 4) y asegurar que la cinta se sitúa cómodamente sobre la parte inferior del arco costal (preferiblemente a $\pm 45^\circ$)

Las cintas de 25 mm (S-XL) o de 15 mm (XS) se pueden deslizar en la hebilla plegable. Colocar al usuario en la posición deseada.

El nivel de tensión de las dos cintas superiores (hombros) determina la presión sobre los hombros y la cantidad de retracción. Determinar esta tensión de acuerdo con un terapeuta o una persona autorizada para hacerlo



Fig. 4

En la orientación del montaje de las cintas de cadera y cintura, tener en cuenta las posibles sondas abdominales, de manera que el chaleco no las obstruya.

Montaje hebillas deslizantes.

Si el bastidor de la silla de ruedas no es adecuado para el montaje con las abrazaderas de tubo o con las hebillas plegables, las cintas también se pueden fijar con las hebillas deslizantes Tri-glide incluidas.

Introducir el extremo de la cinta en la hebilla deslizante (fig. 5). Prestar atención para que la hebilla quede colocada en la silla de ruedas a la altura de la posición de fijación deseada (ver también fig. 2 y 3).

Rodear el extremo de la cinta alrededor del bastidor de la silla de ruedas y volver a introducirlo en la hebilla deslizante (fig. 6, 7)

Estirar del extremo de la cinta lo más fuerte posible hasta que la hebilla deslizante quede tensa alrededor del bastidor de la silla de ruedas (fig. 8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Controlar periódicamente las cintas y las hebillas deslizantes Tri-glide para que no tengan juego.

Atado de las cintas sueltas.

Para evitar que los extremos sueltos de las cintas se enreden en las ruedas de la silla de ruedas, estos se deben sujetar con las guías de cintas.

Deslizar el extremo suelto de la cinta a través de la guía (fig. 9) y fijar después la cinta por medio de la pinza (fig. 10).



Fig. 9



Fig. 10

Abrir/cerrar/retirar.

El chaleco se puede abrir/retirar por medio de los cierres de enganche laterales de cada cinturón de fijación (fig. 11).

Los cierres de enganche laterales se pueden abrir presionando con el pulgar y el índice el tejido donde se encuentran dichos cierres (fig. 12).




Fig. 11



Fig. 12

 Si el usuario no puede abrir el chaleco en caso de emergencia por incapacidad física o cognitiva, siempre deberá estar presente un cuidador mientras se use el chaleco.

Imanes integrados.

Las cintas de cintura y cadera contienen un imán a la altura del cierre (fig. 12) y se pueden pegar al bastidor de metal de la silla de ruedas al montarse o bajarse.



Para los bastidores de sillas de ruedas que no están hechos de material magnético, los botones auto-adhesivos magnéticos se pueden utilizar colocándolos en la posición deseada.



Fig. 13



PELIGRO DE INGESTIÓN

Comprobar los botones magnéticos antes de cada uso.



POSIGO

The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Todos los derechos reservados

CE